

Lista produktów 2019

Microtox® LX, Microtox® FX

Analizatory, odczynniki, akcesoria

Microtox® LX, Microtox® FX	
Opis	Kod produktu
Microtox® LX Analizator (220v, 50/60Hz). oprogramowanie	Zawiera AZF60A000
MicrotoxOmni® Software w. 4.3 - oprogramowanie kompatybilne z Windows 10 - kopia fizyczna	AZF50H110
MicrotoxOmni® Software w. 4.3 - oprogramowanie kompatybilne z Windows 10 - kopia wirtualna - do ściągnięcia	AZF50H110A
MicrotoxOmni® Software w.4.3 - oprogramowanie kompatybilne z Windows 10 - uaktualnienie w ramach posiadanej licencji	AZF50H111 AZF50H111A
<i>* Wszystkie protokoły i poradniki protokołów, które mogą być realizowane Analizatorem Microtox są dostępne tylko w języku angielskim.</i>	
Microtox® FX System	AZF848519
AZF848523 Microtox® FX Analyzer, z walizką AZF686300 Microtox SOLO Reagent - odczynniki: 50 fiolek AZF686011 Microtox Diluent - rozpuszczalnik: 1L AZF686019 Microtox Osmotic Adjusting Solution (OAS) - roztwór regulujący ciśnienie osmotyczne AZF686087 Pipeta regulowana 10-100 ul A00176 Pipeta regulowana 100-1000 ul SD30166 10-100 uL Końcówki pipety A00013 100-1000 uL Końcówki pipety 686005 Disposable Glass Cuvettes - Kuwety szklane jednorazowe (400 szt.) 686250 Stojak na kuwety: 1 szt. 3099911 Instrukcja obsługi	
Microtox® FX System, bez odczynnika Microtox SOLO	AZF848522
AZF848523 Microtox® FX Analyzer, z walizką AZF686011 Microtox Diluent - rozpuszczalnik: 1L AZF686019 Microtox Osmotic Adjusting Solution (OAS) - roztwór regulujący ciśnienie osmotyczne AZF686087 Pipeta regulowana 10-100 ul A00176 Pipeta regulowana 100-1000 ul SD30166 10-100 uL Końcówki pipety A00013 100-1000 uL Końcówki pipety 686005 Disposable Glass Cuvettes - Kuwety szklane jednorazowe (400 szt.) 686250 Stojak na kuwety: 1 szt. 3099911 Instrukcja obsługi	
Microtox® FX Analizator, z walizką	AZF848525

Microtox® LX - opcja gwarancyjna	
<i>Opis</i>	<i>Kod produktu</i>
Wydłużenie gwarancji Microtox FX o 12 miesięcy	6100011
Wydłużenie gwarancji Microtox FX o 24 miesiące	6100002
Wydłużenie gwarancji Microtox FX o 36 miesięcy	6100003
* Wydłużona gwarancja obejmuje: naprawy urządzenia wywołane wadliwym funkcjonowaniem lub wadami materiałowymi, kalibrację i czyszczenie. Nie zawiera kosztów transportu	

Microtox® FX - opcja gwarancyjna	
<i>Opis</i>	<i>Kod produktu</i>
Wydłużenie gwarancji Microtox FX o 12 miesięcy	6100003
Wydłużenie gwarancji Microtox FX o 24 miesiące	6100012
Wydłużenie gwarancji Microtox FX o 36 miesięcy	6100013
* Wydłużona gwarancja obejmuje: naprawy urządzenia wywołane wadliwym funkcjonowaniem lub wadami materiałowymi, kalibrację i czyszczenie. Nie zawiera kosztów transportu	

Microtox® FX - opcja wypożyczenia	
<i>Opis</i>	<i>Kod produktu</i>
Wypożyczenie Microtox FX na 1 tydzień	AZF848500
* Wypożyczenie obejmuje kompletny zestaw pomiarowy bez odczynników	
* Klient oddzielnie zakupuje odczynniki i opłaca transport.	

Microtox® M 500 - czyszczenie i kalibracja	
<i>Opis</i>	<i>Kod produktu</i>
Czyszczenie i kalibracja Microtox® M 500	555934
* Nie obejmuje kosztów transportu – około 700 USD	

Microtox® FX - czyszczenie i kalibracja	
<i>Opis</i>	<i>Kod produktu</i>
Czyszczenie i kalibracja Microtox® FX	555930
* Nie obejmuje kosztów transportu – około 700 USD	

Szkolenia Microtox®	
<i>Opis</i>	<i>Kod produktu</i>
Szkolenie w siedzibie użytkownika; 7 godzin	7000232
* Nie obejmuje kosztów dojazdu	
Szkolenie w siedzibie TIGRET; 7 godzin	7000231
Szkolenie zdalne przez Internet: 1 godzina	7000233

Microtox® - pakiet startowy – AZF686060	
Tylko przy zakupie Microtox® LX	
Opis	Kod produktu
Microtox® Acute Reagent - odczynniki do badania toksyczności ostrej: 10 fiolek <i>Bakterie Vibrio fischeri; okres ważności jest 1 rok, jeśli przechowywane w temperaturze (-20C) - (-25C); średnio jedna fiołka zapewnia wystarczającą ilość odczynnika do wykonania 5-10 testów (zależnie od liczby rozcieńczeń, protokołów, kontroli, itp.)</i>	AZF686018
Microtox® Diluent - rozpuszczalnik: 1 litr butelka <i>Wystarcza dla około 2 opakowań odczynników lub 20 fiolek, nietoksyczny, 2% roztwór chlorku sodu; okres ważności 1 rok w temperaturze pokojowej.</i>	AZF686011
Microtox® Osmotic Adjusting Solution - roztwór regulujący ciśnienie osmotyczne: 50 ml butelka <i>Wystarcza dla około 2 opakowań odczynników lub 10 fiolek; nietoksyczny 22% roztwór chlorku sodu, okres ważności 1 rok w temperaturze pokojowej.</i>	AZF686019
Microtox® Reconstitution Solution - roztwór odbudowujący: 50 ml butelka <i>Wystarcza dla około 5 opakowań odczynników lub 50 fiolek; nietoksyczny Ultra Czysta Woda, okres ważności 1 rok w temperaturze pokojowej.</i>	AZF686016
Disposable Glass Cuvettes - kuwety szklane jednorazowe (400 szt.)	AZF686005

Microtox® - odczynniki	
Opis	Kod produktu
Microtox® Acute Reagent - odczynnik do badania toksyczności ostrej: 10 fiolek <i>Bakterie Vibrio fischeri; okres ważności 18 miesięcy, jeśli przechowywane w temperaturze (-20C) - (-25C); średnio jedna fiołka zapewnia wystarczającą ilość odczynnika do wykonania 20-25 testów (zależnie od liczby rozcieńczeń, protokołów, kontroli, itp.)</i> <i>* Test wymaga Microtox Diluent, Microtox Osmotic Adjusting Solution, Reconstitution Solution i Disposable Glass Cuvettes.*</i>	AZF686018A
Microtox® SOLO Reagent - odczynnik do badania toksyczności ostrej dla pojedynczego testu: 50 fiolek w opakowaniu <i>SOLO Reagent są takimi samymi odczynnikiemami jak Acute Reagent – pakowane do przeprowadzenia jednego testu (1 fiołka =2 próbki w teście)</i> <i>* Test wymaga Microtox Diluent, Microtox Osmotic Adjusting Solution i Disposable Glass Cuvettes.*</i>	AZF686300
Microtox® FX ATP Reagent - odczynnik do badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych: 100 testów <i>ATP Reagent: okres ważności 12 miesięcy od daty produkcji jeśli przechowywane w 2-8° C</i>	AZF787400

Microtox® - odczynniki płynne	
<i>Opis</i>	<i>Kod produktu</i>
Microtox® Diluent - rozpuszczalnik 1 litr butelka	AZF686011
<i>Wystarcza dla około 2 opakowań odczynników lub 20 fiolek, nietoksyczny, 2% roztwór chlorku sodu; okres ważności 1 rok w temperaturze pokojowej</i>	
Microtox® FDB Solution - ISO Diluent - rozpuszczalnik ISO: 1litr butelka	AZF686030
<i>Wystarcza dla około 3 opakowań odczynników lub 30 fiolek Microtox SOLO, nietoksyczny, 2% roztwór chlorku sodu; okres ważności 1 rok w temperaturze pokojowej</i>	
Microtox® Osmotic Adjusting Solution - roztwór regulujący ciśnienie osmotyczne: 50 ml butelka	AZF686019
<i>Wystarcza dla około 2 opakowań odczynników lub 20-50 fiolek Microtox SOLO; nietoksyczny 22% roztwór chlorku sodu, okres ważności 1 rok w temperaturze pokojowej</i>	
Microtox® Reconstitution Solution - roztwór odbudowujący: 50 mL butelka	AZF686016
<i>Wystarcza dla około 5 opakowań odczynników; nietoksyczny Ultra Czysta Woda, okres ważności 1 rok w temperaturze pokojowej.</i>	
Microtox Reconstitution Solution - roztwór odbudowujący: 1 litr butelka	AZF686028
Microtox Solid Phase Test Diluent - rozpuszczalnik dla testów fazy stałej: 1 litr butelka	AZF686121
<i>Wystarcza dla około 3 opakowań odczynników; nietoksyczny, 3.5% roztwór chlorku sodu, okres ważności co najmniej 1 rok w temperaturze pokojowej.</i>	

Microtox® - akcesoria fazy stałej (Solid Phase)	
<i>Opis</i>	<i>Kod produktu</i>
Microtox Solid Phase Test Filter Columns and Tubes - kolumny filtrujące dla fazy stałej (opakowanie 1000 sztuk)	AZF686093
Extended length Pipet Tips - długie końcówki pipet (opakowanie 1000 szt.)	AZF686091
Microtox Test Tube Support - stojak na kolumny dla fazy stałej	AZF686096
Disposable Polypropylene Beakers for Solid Phase Test - pojemniki jednorazowe dla fazy stałej (opakowanie 100 sztuk)	24.1200.1A
Microtox Incubator Test Tube Support - inkubator dla kolumn fazy stałej	AZF686401

Microtox[®] - akcesoria	
<i>Opis</i>	<i>Kod produktu</i>
Microtox Disposable Glass Cuvettes - kuwety szklane jednorazowe: opakowanie 1000 sztuk	AZF686004
Microtox Disposable Glass Cuvettes - kuwety szklane jednorazowe: opakowanie 400 sztuk	AZF686005
Microtox Cuvette Racks – stojak na kuwety (5 sztuk)	AZF686250
Microtox Replacement Fan Filters - filtry wentylatora (5 sztuk/opakowanie	AZF50A012
Repeat Pipettor - pipetor powtarzający	A00008
Adjustable Volume Pipette: 10-100 uL - pipeta regulowana	AZF686087
Adjustable Volume Pipette: 100-1000 uL - pipeta regulowana	A00176
Fixed Volume 10uL Pipette - pipeta stałopojemnościowa	AZF686067
Combitip [®] 0.5 mL for Repeat Pipette (100 szt.) - końcówki pipetora	AZF686078
Rainin [®] 250 uL Pipette Tips (1000 sztuk) - końcówki pipety	AZF686084
10-100 uL Wide Bore pipet Tips (tacka 96 sztuk) - końcówki pipety	SD30166
100-1000 uL Wide Bore pipet Tips (tacka 96 sztuk) - końcówki pipety	A00013

Kolorem żółtym podświetlono produkty dla obu systemów: Microtox LX i Microtox FX