

**system Microtox<sup>®</sup>**  
**system DeltaTox<sup>®</sup>**



**TIGRET Sp. z o.o.**

Ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa

Tel. (0-22) 86760528, (0-22) 8670529

Fax. (0-22) 8670530

[tigret@tigret.eu](mailto:tigret@tigret.eu)

[www.tigret.eu](http://www.tigret.eu)

## Microtox® i DeltaTox® - instrument

Opis	Kod produktu
<b>Microtox® Model 500 Analizator</b> (220v, 50/60Hz) Zawiera: MicrotoxOmni Software dla Windows 95/98/NT, Vista, 7, 8	AZF50A002
<b>MicrotoxOmni® Software</b> dla Windows	AZF50H098
<i>* Wszystkie instrukcje i protokoły, które mogą być realizowane Analizatorem Microtox są na płycie CD w języku angielskim.</i>	
<b>DeltaTox® II Test System</b> AZF848503 DeltaTox® Analizator, w/Case AZF686300 Microtox SOLO Reagent: 50 vials AZF686011 Microtox Diluent: 1L AZF686019 Microtox Osmotic Adjusting Sol'n AZF686067 Oxford Fixed Volume Pipette, 10 uL AZF686089 Pipetman 100-1000 uL Adjustable AZFV020 10-100 uL Wide Bore Pipette Tips AZFV021 100-1000 uL Wide Bore Tips AZF686005 Disposable Glass Cuvettes (400) AZF686250 Cuvette Racks: set of 1 3099911 User Manual	AZF848520
<b>DeltaTox® II Analizator, z walizką</b>	AZF848523

## Microtox® - pakiet startowy – AZF686060

Opis	Kod produktu
<b>Microtox® Acute Reagent: 10 fiolek</b> <i>Bakterie Vibrio fischeri; okres ważności jest 1 rok, jeśli przechowywane w temperaturze (-20C) - (-25C); średnio jedna fiołka zapewnia wystarczającą ilość odczynnika do wykonania 5-10 testów (zależnie od liczby rozcieńczeń, protokołów, kontroli, itp.)</i> <i>* Test wymaga Microtox Diluent, Microtox Osmotic Adjusting Solution, Reconstitution Solution i Disposable Glass Cuvettes.*</i>	AZF686018
<b>Microtox® Diluent: 1L butelka</b> <i>Wystarcza dla około 2 pudełek odczynników lub 20 fiołek, nietoksyczny, 2% roztwór chlorku sodu; okres ważności 1 rok w temperaturze pokojowej.</i>	AZF686011
<b>Microtox® Osmotic Adjusting Solution: 50 mL butelka</b> <i>Wystarcza dla około 1 pudełka odczynników lub 10 fiołek; nietoksyczny 22% roztwór chlorku sodu, okres ważności 1 rok w temperaturze pokojowej.</i>	AZF686019
<b>Microtox® Reconstitution Solution: 1x50 mL butelka</b> <i>Wystarcza dla około 1 pudełka odczynników lub 10 fiołek; nietoksyczny Ultra Czysta Woda, okres ważności 1 rok w temperaturze pokojowej.</i>	AZF686016
<b>Disposable Glass Cuvettes (400 szt.)</b>	AZF686005

<b>Microtox<sup>®</sup> -odczynniki</b>		
<b>Opis</b>	<b>Kod produktu</b>	
Microtox <sup>®</sup> Acute Reagent: 10 fiolek	AZF686018	
<i>Bakterie Vibrio fischeri; okres ważności jest 1 rok, jeśli przechowywane w temperaturze (-20C) - (-25C); średnio jedna fiołka zapewnia wystarczającą ilość odczynnika do wykonania 5-10 testów (zależnie od liczby rozcieńczeń, protokołów, kontroli, itp.) * Test wymaga Microtox Diluent, Microtox Osmotic Adjusting Solution, Reconstitution Solution i Disposable Glass Cuvettes. *</i>		
Microtox <sup>®</sup> Chronic Reagent: 10 fiolek	AZF989010	ND
<i>Bakterie Vibrio fischeri; okres ważności 18 miesięcy jeśli przechowywane w temperaturze (-20C) to (-25C); jedna fiołka zapewnia wystarczającą ilość odczynnika do wykonania 2-5 testów. * Test wymaga Chronic Activation Solution, Microtox Chronic Media, Reconstitution Solution i Disposable Glass Cuvettes *</i>		
Microtox <sup>®</sup> Chronic Media: 10 fiolek	AZF989220	ND
<i>Zawiera sole i pożywki wspomagające wzrost komórek; okres ważności 18 miesięcy jeśli przechowywane w temperaturze (-20C) to (-25C) * Każda fiołka Microtox Chronic Reagent wymaga użycia (1) jednej fiołki Microtox Chronic Media *</i>		
Mutatox <sup>®</sup> Direct Media: 10 fiolek @ 15 mL każda	AZF686220	ND
<i>Sole i pożywki; okres ważności jest 1 rok, jeśli przechowywane w temperaturze (-20C) to (-25C) * Każda fiołka Mutatox Reagent wymaga użycia (1) fiołki Direct Media *</i>		
Mutatox <sup>®</sup> S-9 Media: 10 fiolek @ 15 mL każda	AZF686221	ND
<i>Sole i pożywki; okres ważności jest 1 rok, jeśli przechowywane w temperaturze (-20C) to (-25C) * Każda fiołka Mutatox Reagent wymaga użycia (1) jednej fiołki S-9 Media *</i>		
Mutatox <sup>®</sup> Reagent: 10 fiolek @ 1.1 mL każda	AZF686222	ND
<i>Sole i pożywki; okres ważności jest 1 rok, jeśli przechowywane w temperaturze (-20C) to (-25C) * Każda fiołka Mutatox Reagent wymaga użycia (1) jednej fiołki Direct Media *</i>		

<b>Microtox<sup>®</sup> SOLO – odczynniki i akcesoria</b>		
<b>Opis</b>	<b>Kod produktu</b>	
Microtox <sup>®</sup> SOLO Reagent: 50 fiolek w pudełku	AZF686300	
<i>SOLO Reagent są takimi samymi odczynnikami jak Acute Reagent – pakowane do przeprowadzenia jednego testu (1 fiołka = 4 próbki w teście)</i>		
<b>AKCESORIA</b>		
Disposable Glass Cuvettes: box of 400	AZF686005	
Cuvette Racks (5 ea)	AZF686250	
Oxford <sup>®</sup> Fixed Volume 10 uL Pipette (for high toxicity protocol only)	AZF686067	
Pipetman <sup>®</sup> Adjustable Volume Pipette: 100 - 1000 uL (for all protocols)	AZF686089	
10-100 uL Wide Bore Pipette Tips: tray of 96	AZFV020	
100-1000 uL Wide Bore Pipette Tips: tray of 100	AZFV021	
Microtox <sup>®</sup> Diluent: 1L bottle	AZF686011	
Microtox <sup>®</sup> Osmotic Adjusting Solution: 1 x 50 mL	AZF686019	

## Microtox® -odczynniki płynne

<i>Opis</i>	<i>Kod produktu</i>
Microtox® Diluent: 1L butelka	AZF686011
<i>Wystarcza dla około 3 pudełek odczynników lub 30 fiolek; nietoksyczny, 2% roztwór chlorku sodu; okres ważności 1 rok w temperaturze pokojowej.</i>	
Microtox® Osmotic Adjusting Solution: 50 mL butelka	AZF686019
<i>Wystarcza dla około 2 pudełek odczynników lub 20 fiolek; nietoksyczny 22% roztwór chlorku sodu, okres ważności 1 rok w temperaturze pokojowej.</i>	
Microtox® Reconstitution Solution: 1x50 mL butelka	AZF686016
<i>Wystarcza dla około 1 pudełka odczynników lub 10 fiolek; nietoksyczny Ultra Czysta Woda, okres ważności 1 rok w temperaturze pokojowej.</i>	
Microtox Reconstitution Solution: 1 L butelka	AZF686028
Microtox Solid Phase Test Diluent: 1 L butelka	AZF686121
<i>Wystarcza dla około 1 pudełka odczynników lub 10 fiolek; nietoksyczny, 3.5% roztwór chlorku sodu, okres ważności 36 miesięcy w temperaturze pokojowej.</i>	

## DeltaTox® ATP Reagent Set

<i>Opis</i>	<i>Kod produktu</i>
ATP Biomass Kit: 100 testów	AZF787500
<i>Zawiera: 10 x DeltaTox® ATP Reagent + 10 x DeltaTox® ATP Extractant + 10 x DeltaTox® Diluent.</i>	

## Microtox® Akcesoria

<i>Opis</i>	<i>Kod produktu</i>
Disposable Glass Cuvettes: pudełko 1000 sztuk	AZF686004
Eppendorf® Repeat Pipettor	AZF686077
Pipetman® Adjustable Volume Pipette: 10-100 uL	AZF686087
Pipetman® Adjustable Volume Pipette: 100-1000 uL	AZF686089
Oxford® Fixed Volume 10uL Pipette	AZF686067
Combitip® 0.5 mL for use with Repeat Pipette (box of 100)	AZF686078
Combitip® 12.5 mL for use with Repeat Pipette (box of 100)	AZF686079
Cuvette Racks – stojak probówek (5 sztuk)	AZF686250
Rainin® 250 uL Pipette Tips (1000 sztuk)	AZF686084
10-100 uL Wide Bore pipet Tips (tacka 96 sztuk)	AZFV020
100-1000 uL Wide Bore pipet Tips (tacka 96 sztuk)	AZFV021
Rainin® 1000 uL Pipette Tips (1000 sztuk)	AZF686090
Replacement Fan Filters (filtr wentylatora – 5 sztuk)	AZF50A012

## Microtox® Akcesoria Fazy Stałej (Solid Phase)

<i>Opis</i>	<i>Kod produktu</i>
Solid Phase Test Filter Columns and Tubes (pkg. of 1000)	AZF686093
Test Tube Support	AZF686096
Disposable Polypropylene Beakers for Solid Phase Test (pkg. of 100)	AZF686122
Incubator Test Tube Support	AZF686401

ND – produkt tymczasowo niedostępny.